

FICHE PRODUIT



Stérilisateur automatique en inox, Modèle LDZX-100B

Référence : SOC-LDZX-100B

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Stérilisateur automatique en inox, Modèle LDZX-100B

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclaves-sterilisateurs/12495-sterilisateur-automatique-en-inox-modele-ldzx-100b.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com