


**FICHE PRODUIT**



## Autoclave stérilisateur portable en Acier inoxydable, Modèle YX280B+

Référence : SOC-ZY280

### Points forts

- délais : 48 heures
- Type d'autoclave : Autoclave Vertical

### Description du produit

Autoclave stérilisateur portable en Acier inoxydable, Modèle YX280B+

### Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### Page produit

<https://www.socimed.com/autoclaves-sterilisateur/12496-autoclave-sterilisateur-portable-en-acier-inoxydable-modele-yx280b.html>



**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Caractéristiques

| Caractéristique  | Valeur             |
|------------------|--------------------|
| delais           | 48 heures          |
| Type d'autoclave | Autoclave Vertical |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com