

FICHE PRODUIT

Distributeur automatique de membranes de filtration, Microsart e.motion

Référence : SOC-RS6000

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Distributeur automatique de membranes de filtration, Microsart e.motion

Le distributeur Microsart e.motion permet de travailler plus rapidement et de façon plus sûre. Les membranes stériles en nitrate de cellulose sont libérées automatiquement de leur emballage individuel par simple pression de la touche "start" ou par l'option "main libre".

- Entièrement automatique
- Installation aisée des bandes de membranes
- Système compact
- Capteurs optiques pour fonction "mains-libres"
- Possibilité d'adapter une pédale de commande filaire afin de déclencher la libération des membranes au pied.

Spécifications techniques :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dimensions (LxHxP) : 204x213x165 mm ; Poids : 2.9 kg
- Tension entrée : 110 V - 230 V ; Fréquence : 50 - 60 Hz
- Consommation : 10 W
- Vitesse de distribution : 0.5 sec
- Délai de distribution : 2 sec entre chaque libération
- Certification : Marquage CE et EMC : EN 50081-1 et -2, EN 50082-1 et -2, EN 61010

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/12498-distributeur-automatique-de-membranes-de-filtration-microsart-e-motion.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com