

FICHE PRODUIT

Vestiaire de Laboratoire éco 1

Référence : SOC-vest-eco1

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Descriptif :

Le vestiaire de la gamme Eco 1 case est livré monté. Il possède une cloison pour séparer les vêtements propres des vêtements sales. Idéal pour toutes les sociétés où le personnel doit porter des vêtements de travail spécifiques tels que des uniformes ou des blouses.

Les points forts de ce vestiaire :

- Solidité parfaite : Vestiaire métallique avec structure monobloc soudée ;
- Gain de temps : Le vestiaire arrive monté.

Spécifications techniques :

- Dimensions totales : H.180 x L.40 x P.50 cm
- Poids : 31 kg
- Coloris : Structure et portes : gris (RAL 7035)
- Tôle de 7/10^{ème}, finition peinture époxy, résistant aux chocs et protégeant contre les rayures et la corrosion

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Séparation intérieure pour les vêtements sales, des vêtements propres
- Les 2 compartiments sont équipés d'une tringle porte-cintres
- La porte possède : un renfort intérieur, une double aération, un porte-étiquette
- Fermetures possibles : Serrure à clé, Fermeture morillon porte cadenas, Serrure à code, Serrure électronique.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/armoires-a-instruments/12499-vestiaire-de-laboratoire-eco-1.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com