

FICHE PRODUIT

Flacons tubes, surface de culture: 20 cm, cape ventilée

Référence : TPP-FTC20T

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Flacons tubes, avec bouchon ventilé octogonal pour éviter de rouler * Centrifugeables jusqu'à 12 000 g. * Matière : * corps en polystyrène cristal. * cape en polyéthylène. * Niveau d'endotoxine < 0,06 EU/ml. * Pour usage général de laboratoire. * Surface de culture: 20 cm. * Conditionnement: 40 sachets de 20. * Conditionnement minimum de vente: Carton de 800.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-tubes/1250-flacons-tubes-surface-de-culture-20cm-cape-ventilee.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com