


FICHE PRODUIT



Analyseur d'hématologie à 5 variables modèle PE-7100

Référence : SOC-PPE7100

Points forts

- délais : 48 heures
- Nombre de paramètres : ≤ 20

Description du produit

Analyseur d'hématologie à 5 variables modèle PE-7100

L'**Analyseur d'hématologie modèle PE-7100** est un analyseur entièrement automatique à **5 variables**. Sa technologie numérique avancée, sa technologie de diffusion laser, sa technologie de cytométrie en flux et sa technologie anti-obstruction intelligente permettent d'assurer une précision des résultats de test. L'**Analyseur d'hématologie modèle PE-7100** dispose d'un système d'exploitation convivial et un **écran tactile 10.4"** qui facilitent votre utilisation quotidienne.

1. Stabilité et efficacité:

- 60 échantillons par heure, analyse et impression automatiques à un bouton, prend en charge plusieurs formats de rapport.
- Faible consommation d'échantillon: CBC $\leq 11\mu\text{L}$, CBC + DIFF $\leq 15\mu\text{L}$.
- 30 paramètres, 4 diagrammes de dispersion et 3 histogrammes (4 paramètres pour la recherche)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

2. sensibilité et fiabilité:

- Système électrique et fluide hautement intégré et conception modulaire particulière pour améliorer les performances.
- Technologie de détection de position de liquide sensible, système de gestion de réactif facile.
- Système d'exploitation indépendant, support LIS et transmission bidirectionnelle

3. Interface automatisée et conviviale:

- Écran tactile 10,4'', système d'utilisation convivial, clavier logiciel intégré, facile à utiliser.
- Il Supporte le scanner de codes à barres externe et le clavier et la souris USB.
- Réactif intégré avec gestion constante de la température.
- Gestion des autorisations d'utilisateur pour éviter les erreurs de fonctionnement.

4. Intelligent et sûr:

- Anti-obstruction: combustion haute tension, rinçage, trempage.
- Alarme: alarme d'échantillon anormal, alarme d'erreur de réactif, alarme de défaillance de l'instrument
- Dépannage à un bouton
- Système de maintenance automatique, période de maintenance personnalisée

Caractéristiques de l'Analyseur d'hématologie modèle PE-7100 :

a) Les principes :

- WBC - Méthode de cytométrie en flux à laser semi-conducteur
- RBC / PLT - Méthode d'impédance électrique
- HGB - Méthode colorimétrique

b) **Débit:** 60 échantillons par heure

c) **Volume d'échantillon:** veineux, capillaire, pré-dilué $\leq 20 \mu\text{L}$

d) **Mode test:** CBC + DIFF, CBC

e) **Calibrage:** Calibrage automatique, Calibrage manuel

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

f) Mode QC: L-J, X-B

g) Paramètres: WBC, Neu #, Lym #, Mon #, Eos #, Bas #, Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT

h) Affichage: écran tactile 10,4 "

i) Environnement de travail

Température: 10-30 °C, Humidité ≤70%

k) Dimensions: 364mm * 498mm * 431mm

l) Poids: 26,5 kg

m) Stockage: 50 000 échantillons de résultats, y compris les diagrammes de dispersion et les histogrammes

n) La linéarité

- WBC: $1,0-99,9 \times 10^9 / L$;
- RBC: $0,3 \text{ à } 7,0 \times 10^{12} / L$;
- PLT: $20-999 \times 10^9 / L$;
- HGB: 20-240g / L

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-d-hematologie/12500-automate-d-hematologie-pe-7100.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Nombre de paramètres	≤20

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com