


FICHE PRODUIT

Lancettes cleanlet à usage unique

Référence : SOC-CLEANLET

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Lancettes CLEANLET à usage unique.

- Aiguille en acier inoxydable, lisse avec un angle très biseauté dans un manchon plastique.
- Ergonomie adaptée pour une préhension sûre et efficace.
- Dimensions : 0,40 mm.
- Pénétration rapide, propre et indolore sans déchirement.
- Stériles.
- Six couleurs vives et gaies permettent une approche moins traumatisante.
- Conditionnement minimum de vente: Boîte de 200 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/lancettes-de-securite-a-uu/1251-lancettes-cleanlet-a-usage-unique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com