

**FICHE PRODUIT**



## Respirateur de réanimation, Evita Infinity V500 (Equipement complet)

Référence : SOC-EVITA V500

### Points forts

- délais : 8 semaines
- délais : 48 heures

### Description du produit

- L'association d'une ventilation haute performance complète et du concept Infinity® Acute Care System™, pour relever les défis des environnements de soins aujourd'hui.
- Evita Infinity V500 est une unité de ventilation sophistiquée destinée à être utilisée avec des supports respiratoires de réanimation modernes. La ventilation invasive ou non invasive haute performance, le monitoring complet et les fonctions de traitement, l'oxygénothérapie efficace – le V500 offre des soins avancés aux patients de tous âges et niveaux de gravité, incluant les nouveaux-nés.

### Spécifications techniques :

- Outils de diagnostic tels que la manœuvre en débit lent (points d'inflexion)
- Tendances de recrutement respiration par respiration (par ex. PEP, EIP, VT, Cdyn)
- Outils de recrutement (par ex. pause inspiratoire, QuickSet, PressureLink)
- PC-APRV avec fonction AutoRelease
- Monitoring du CO2 volumétrique (VCO2, VTCO2, phase de pente 3, Vds/VTe)

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- Paramètre de sevrage (par ex. RSBi, P0.1, NIF)
- Sevrage automatisé avec SmartCare/AI®
- Aide inspiratoire variable, aide inspiratoire proportionnelle, compensation automatique de sonde
- Représentation graphique de la résistance des voies aériennes et de la compliance pulmonaire avec la fonction Smart Pulmonary View
- Concept « Respiration spontanée libérée » (AutoFlow®, BIPAP, VG)
- Utilisable en ventilation néonatale (volume courant minimum : 2 ml)
- Ventilation non invasive dans tous les modes et pour toutes les catégories de patients
- Oxygénothérapie, pour l'application d'un débit constant d'oxygène
- Configuration d'écran flexible : 6 vues différentes pour la thérapie de chaque patient
- Enregistrement intégral des données, alarmes et tendances du patient
- Exportation de données par interface USB-Fonction d'aide contextuelle et notice d'utilisation en ligne pour les modes de ventilation, les alarmes et les fonctions de l'appareil
- Fonctionnalité RFID, par ex. pour monitorer les intervalles de remplacement et transférer les paramètres de ventilation
- Dimensions : 360mm x 347mm x 424mm (14,17 po x 13,66 po x 16,69 po)
- Poids : 16 Kg

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/respirateurs-de-reanimation/12521-respirateur-de-reanimation-evita-infinity-v500-equipement-complet.html>



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur     |
|-----------------|------------|
| delais          | 8 semaines |
| delais          | 48 heures  |

## Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com