

FICHE PRODUIT



Espalier de rééducation en bois avec montant(simple)

Référence : SOC-10.0847.02

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Espalier de rééducation en bois avec montant(simple)

- 14 barreaux en hêtre
- Simple: 90 x 250 h cm

Disponible en double: 180 x 250 h cm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiels-et-accessoires-de-kinesitherapie/12522-espalier-de-reeducation-en-bois-avec-montant.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com