

FICHE PRODUIT



Thermo-secoueur 2 plaques BIOSAN

Référence : SOC-PST60HL

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le thermosecouer possède un double système de chauffage.

Caractéristiques techniques

3 appareils en 1 : incubateur agitateur de microplaque agitateur thermostaté

orbite : Ø 2 mm

amplitude de rotation uniforme sur l'ensemble de la plate-forme

température réglable de ambiante +5 à +60°C

stabilité de la température $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$

résolution : $0,1^{\circ}\text{C}$

uniformité de la température à $+37^{\circ}\text{C}$: $\pm 0,25^{\circ}\text{C}$

minuterie réglable de 0 min à 4 jours

écran LCD,

affichage simultané température, vitesse et temps

hauteur maximale de la plaque : 18 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

dim. (l x p x h) : 270 x 260 x h125 mm / 6,1 kg

alimentation : 230 V / 50 Hz

livré avec 1 support pour 2 microplaques 96 puits

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/12525-thermosecoueur-2-plaques-biosan.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com