

FICHE PRODUIT

Echographe Doppler couleur sur chariot modèle S22

Référence : SOC-00021353

Points forts

- délais : 48 heures
- Ergonomie : Sur plateforme
- Champ d'application : Pour échographie polyvalente
- Options d'imagerie : Doppler couleur
- Options du système : Console intégrée

Description du produit

Échographe Doppler couleur sur chariot modèle S22

L'Echographe Doppler S22 a été conçu sur une plate-forme conviviale pour répondre aux besoins actuels et futurs. Il représente un excellent mélange de performances et de prix.

C'est un système à ultrasons à services partagés avec un boîtier fin et élégant combinant mobilité et utilité pour s'adapter à des situations cliniques spécifiques telles que les services d'urgence, les unités de soins intensifs, les salles d'opération, etc. De plus, sa conception ergonomique, son utilisation facile et sa gestion de données flexible vous donneront une expérience mémorable.

- Large écran large haute résolution.
- Écran tactile sensible.
- Quatre prises de transducteur plus une prise pour sonde à crayon.
- Une sélection complète de sondes: linéaire, convexe, micro-convexe, volumétrique, endocavitaire, bi-plan, réseau phasé, TEE, peropératoire, au crayon.
- Technologie d'application haut de gamme: réduction du nombre de mouchetures 4D, μ -scan, imagerie composée, imagerie harmonique à inversion par impulsions, mode couleur M, mode direction dynamique, PDI, TDI, imagerie panoramique en temps réel, imagerie trapézoïdale, auto-IMT...

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Base de données complète des patients et solutions de gestion des images: DICOM 3.0, AVI / JPG, USB 2.0, disque dur, DVD, rapport PDF.
- Clavier de saisie multilingue.
- Batterie intégrée.

Configurations standard S22

Le matériel standard comprend:

- S22 unité principale
- Moniteur couleur à DEL haute résolution de 18,5 po
- 8 "écran tactile
- Quatre connecteurs de transducteur
- Un connecteur de transducteur CW
- USB 2.0 / Disque dur 500 G

Les logiciels standard incluent:

- Modes d'imagerie: B / 2B / 4B / M / THI / CFM / PDI / DirPDI / PW / HPRF
- Harmonique d'inversion de poul
- LGC: compensation de gain latéral
- Imagerie composée
- Imagerie trapézoïdale
- μ -Scan: technologie de réduction des taches en 2D
- Technologie multi-faisceaux
- Auto NT
- Imagerie 3D à main levée
- Mode M anatomique
- EF automatique
- Aiguille VIS
- M-Tuning: optimisation d'une image à l'aide d'un seul bouton
- DICOM 3.0: Magasin / C-Store / Liste de travail / MPPS / Impression / Q / R
- Mode Onde Continue

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- IMT automatique
- Profondeur S
- S-Live
- Imagerie panoramique 2D
- Imagerie panoramique couleur
- C-xlasto: Imagerie par élastographie
- 3D statique
- 4D

Standard Transducers Configured:

- Réseau convexe 3C-A (abdominale, obstétrique, gynécologique), 1,0-7,0 MHz / R50mm
- Endocavity 6V3 (Gynécologie, Obstétrique, Urologie), 3-15MHz / R10mm

Dimension Dimension: 685mm × 520mm × 1311mm**Conformité et garantie**

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/echographe-doppler-couleur-avec-chariot/12527-echographe-doppler-couleur-sur-chariot-modele-s22.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Ergonomie	Sur plateforme
Champ d'application	Pour échographie polyvalente
Options d'imagerie	Doppler couleur
Options du système	Console intégrée

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com