

**FICHE PRODUIT**



## Echographe portable noir/blanc modèle E1

Référence : SOC-198101

### Points forts

- délais : 48 heures
- Ergonomie : Portable
- Champ d'application : Pour échographie Gynéco-Obstétrique
- Options d'imagerie : Noir et blanc
- Options du système : Console intégrée

## Description du produit

### Echographe portable noir et blanc E1

L'**échographe portable N/B E1** distribué par SOCIMED est un nouveau modèle d'échographie portable N/B, il est doté de fonctions complètes qui renforcent sa compétitivité parmi les modèles d'échographie de base. Il fournit non seulement une qualité d'image satisfaisante, mais apporte également aux utilisateurs une expérience de flux de travail fluide.

### Diagnostic efficace

- $\mu$ -Scan, réduction des taches et amélioration des contours
- Imagerie spatiale composée
- PIH - Harmonic Inversion d'impulsion
- Scan large - Agrandir l'image
- Doppler PW
- Chroma - Détails de l'image en surbrillance
- Guidage B pour sonde linéaire

### Design d'ergonomic

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- 2 ports transducteurs
- Poids léger et compact
- Écran HD LED anti-scintillement de 15,6 pouces
- Réglage de l'angle du moniteur inclinable
- Clavier rétroéclairé et panneau intelligent
- Batterie longue durée pendant 90 minutes

### Facilité d'utilisation

- démarrage rapide
- Réglage automatique de la luminosité
- Image auto optimisée
- IMT automatique
- Trace automatique

### Accessoires équipés

- Wi-Fi et Bluetooth disponibles
- DICOM
- Disque dur de 500 Go
- Chariot à hauteur réglable
- Valise de chantier durable

**Dimensions :** 37,8 x 35,2 x 11,4 cm

## Conformité et garantie



Marquage CE

#### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/echographe-en-noir-et-blanc-portable/12528-echographe-portable-noir-blanc-modele-e1.html>



#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)

## Caractéristiques

| Caractéristique     | Valeur                              |
|---------------------|-------------------------------------|
| delais              | 48 heures                           |
| Ergonomie           | Portable                            |
| Champ d'application | Pour échographie Gynéco-Obstétrique |
| Options d'imagerie  | Noir et blanc                       |
| Options du système  | Console intégrée                    |

## Photos du produit



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com