

FICHE PRODUIT



Echographe Doppler couleur sur chariot modèle S11 Plus

Référence : SOC-198103

Points forts

- délais : 48 heures
- Ergonomie : Sur plateforme
- Champ d'application : Pour échographie polyvalente
- Options d'imagerie : Doppler couleur

Description du produit

Échographe Doppler couleur sur chariot modèle S11

L'échographe Doppler couleur S11 sur chariot de SonoScape redéfinit le prix et les performances grâce à un design pratique. Le S11 ira au-delà de vos attentes mais pas de votre budget. Système à ultrasons facile à utiliser, le S11 est intégré à une nouvelle plate-forme logicielle, spécialement optimisée pour un flux de travail fluide et une utilisation pratique. Le système accélère le processus d'examen et facilite la gestion des fichiers.

- Ecran couleur LCD haute définition de 15 pouces avec bras articulé.
- Conception de chariot compacte et agile.
- 3 prises de transducteurs actifs disponibles pour une large gamme d'applications.
- Duplex, Doppler couleur, DPI, PW Doppler, imagerie des harmoniques tissulaires, imagerie par réduction de tavelures avec μ -scan, imagerie composée, imagerie trapézoïdale.
- Paramètres personnalisés basés sur votre propre style de travail.
- Base de données complète des patients et solutions de gestion des images.

Configurations standard S22

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Le matériel standard comprend:

- S11 unité principale
- Ecran couleur LCD haute résolution 15 "
- 4 connecteurs de transducteur
- DVD-RW / USB 2.0 / Disque dur 500 G

Les logiciels standard incluent:

- Modes d'imagerie: B / 2B / 4B / M / THI / CFM / DPI / PW
- Imagerie composée
- Imagerie trapézoïdale
- Technologie multi-faisceaux
- μ -Scan: technologie de réduction des taches en 2D
- DICOM 3.0: Transmission / Liste de travail / Imprimer / MPPS / Storage / Engagement
- Poste de travail interne
- Kits logiciels avancés pour cardiologie, urologie, gynécologie, vasculaire, petites pièces, orthopédique
- Mode Onde Continue
- Imagerie Panoramique
- Imagerie 3D à main levée
- 3D temps réel (4D)
- Mode triplex

Transducteurs standard configurés:

- Réseau linéaire L741 (vasculaire, petites pièces, MSK, etc.), 5-12 MHz / 46 mm
- Réseau convexe C354 (abdomen, obstétrique, gynécologie), 2-6 MHz / R50mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.


Page produit

<https://www.socimed.com/echographe-doppler-couleur-avec-chariot/12530-echographe-doppler-couleur-sur-chariot-modele-s11.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Ergonomie	Sur plateforme
Champ d'application	Pour échographie polyvalente
Options d'imagerie	Doppler couleur

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com