

FICHE PRODUIT

Dispositif électronique de pipetage Levo Plus

Référence : SOC-LEVO7033

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Dispositif électronique de pipetage Levo Plus

Le dispositif électronique de pipetage **LEVO PLUS** encore appelé aide au pipetage permet à l'utilisateur d'échantillonner des volumes importants (jusqu'à 100 mL) et offre la flexibilité requise pour une vaste gamme d'applications de transfert et de mesure de liquides.

La commande de vitesse sensible à la pression permet une aspiration et une distribution en douceur de nombreux types de liquides.

Grâce aux options de distribution par gravité ou par soufflage (option motorisée), une précision volumétrique élevée peut être atteinte.

La poignée coudée permet une utilisation ergonomique dans une hotte à flux laminaire.

Le dispositif de pipetage est conçu pour un usage avec des pipettes volumétriques et graduées, en plastique ou en verre, dans une plage de volume comprise entre 0,1 et 100 mL.

Description du Dispositif électronique de pipetage Levo Plus:

- Convient à la plupart des pipettes en plastique et en verre de 0,1 à 100 ml
- Huit vitesses de sélection pour l'aspiration et la distribution de différents liquides
- Grand écran LCD indiquant les avertissements de batterie faible et les réglages de vitesse

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Permet l'utilisation d'une seule main avec un minimum d'effort
- Design léger et ergonomique offrant une facilité d'utilisation
- La batterie Li-ion haute capacité permet une longue durée de fonctionnement
- Une pompe puissante remplit une pipette de 25 ml en moins de 5 secondes
- Filtre hydrophobe remplaçable de 0,45 µm
- Rechargeable pendant l'utilisation

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipetting-aid/12531-dispositif-electronique-de-pipetage-levo-plus.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com