

FICHE PRODUIT



Centrifugeuse basse vitesse TDL-4A

Référence : SOC-A042024

Points forts

- délais : 24 heures

Description du produit

Centrifugeuse basse vitesse TDL-4A

- Boîtier métallique solide
- Moteur sans balai haute puissance,
- Vitesse d'affichage LED avec minuterie
- Alarme d'arrêt et de dépassement de vitesse avec protection de déséquilibre
- Avec serrure mécanique et interrupteur de sécurité
- Affichage du code d'erreur, réglage de la vitesse
- Chambre en acier inoxydable
- Convient pour l'analyse qualitative du sérum sanguin et du plasma

Spécifications techniques :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Modèle	TDL-4A
MAX RPM	4000 RPM, Réglage continu de vitesse, Affichage LED de vitesse avec minuterie
Max RCF	2325xg
Minuteur	0-99min
Capacité du rotor	20mlx24 (standard) ; changeable: 15mlx8, 15mlx12, 15mlx18 (Optionnel)
Voltage	110V 60Hz / 220V 50Hz
Dimensions	330x360x330mm
Poids	14kg

Configurations disponibles :

No. du Rotor	Capacité du Rotor	Max RCF
A042024(standard)	20mlx24	2325xg
A042012(en option)	20mlx12	2325xg
A042016(en option)	20mlx16	2325xg
A045006(en option)	50mlx6	2800xg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-basses-vitesses/12532-centrifugeuse-basse-vitesse-tdl-4a.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	24 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
centrifugeuse_type - Centrifugeuse basse vitesse, capacite_centrifugeuse - 20mlx24 (standard), max_rcf_centrifugeuse - 2325xg	SOC-A042024I	
centrifugeuse_type - Centrifugeuse basse vitesse, capacite_centrifugeuse - 20mlx12, max_rcf_centrifugeuse - 2325xg	SOC-A042012	
centrifugeuse_type - Centrifugeuse basse vitesse, capacite_centrifugeuse - 15mlx8, max_rcf_centrifugeuse - 2325xg	SOC-A041508	
centrifugeuse_type - Centrifugeuse basse vitesse, capacite_centrifugeuse - 15mlx24, max_rcf_centrifugeuse - 2520xg	SOC-A041524	
centrifugeuse_type - Centrifugeuse basse vitesse, capacite_centrifugeuse - 15mlx18, max_rcf_centrifugeuse - 2325xg	SOC-A041518	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com