

FICHE PRODUIT

Laveur de microplaques W600

Référence : SOC-192006

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Description du laveur de microplaques Elisa W600

W600 est une laveuse automatique pour microplaques. Il est capable de laver tous les types de puits de microplaques et permet un étalonnage automatique des plaques. 8 ou 12 canaux sont utilisables et peuvent être facilement installés pour laver des barrettes simples / multiples ou une plaque complète à 96 puits.

Spécification technique du laveur de microplaque W600

Type de plaque: plaques à 96/48 puits ou plaque à bandes

Canaux: 8 ou 12 voies disponibles

Alarme: alarme automatique après le lavage

Fonction d'auto-test: Vérification automatique de l'emplacement

Stockage: 50 programmes

Affichage: LCD rétro-éclairant

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.


Page produit

<https://www.socimed.com/chaine-elisa-lecteur-laveur/12535-laveur-de-microplaques-w600.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com