

FICHE PRODUIT

Centrifugeuse à basse vitesse LC-04C plus

Référence : SOC-198104

Points forts

- délais : 24 heures

Description du produit

Centrifugeuse à basse vitesse LC-04C plus

Caracteristiques:

- ◆ Couvercle en plastique à haute résistance, petit volume, poids léger
- ◆ Entraînement par moteur sans balais
- ◆ Grand écran LCD rétro-éclairé indiquant la vitesse / le fonctionnement/ le temps / Accélération / décélération
- ◆ Avec la touche de basculement RCF / RPM, consultez le RCF à tout moment.
- ◆ Code d'erreur, vitesse accélération / décélération 10 programmes
- ◆ Conception de tension large avancée, le nombre de tours par minute n'est pas affecté par fluctuation de tension, haute précision
- ◆ Alarme de dépassement de vitesse, alarme terminée
- ◆ Verrouillage mécanique de la porte et interrupteur de sécurité.

Données techniques**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Vitesse maximum 4000rpm,

Puissance 220V 50Hz 110V 60Hz 135w

Affichage LED de la vitesse et du temps

Moteur sans brosse

Dimensions: 280x310x265mm

Poids: 9kg

Model	LC-04C Plus
MAX RPM	4000RPM
Max RCF	2325xg
Timer	0-99min
Rotor capacity	20mlx12 (Standard)
Accel rates	10 programs
Decel rates	10 programs
Voltage	100-240V50-60Hz
Dimension	320x340x280mm
Weight	7kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Configurations disponibles :

Rotor NO.	Rotor Capacity	Max RCF
A 042012(Standard)	20mlx12	2325xg
A042008	20mlx8	2325xg
A040518	15mlx18	2325xg
A041012	10mlx12	2325xg
A 042006	20mlx6	1790xg
A 040812	Tube Eppendorf 5mlx12	1790xg

Conformité et garantie

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit
<https://www.socimed.com/centrifugeuses-basses-vitesses/12540-centrifugeuse-a-basse-vitesse-lc-04c-plus.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	24 heures

SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
centrifugeuse_type - Centrifugeuse basse vitesse, capacite_centrifugeuse - 20mlx12, max_rcf_centrifugeuse - 2325xg	SOC-198104A	
centrifugeuse_type - Centrifugeuse basse vitesse, capacite_centrifugeuse - 20mlx8, max_rcf_centrifugeuse - 2325xg	SOC-198104B	
centrifugeuse_type - Centrifugeuse basse vitesse, capacite_centrifugeuse - 15mlx18, max_rcf_centrifugeuse - 2325xg	SOC-198104C	
centrifugeuse_type - Centrifugeuse basse vitesse, capacite_centrifugeuse - 10mlx12, max_rcf_centrifugeuse - 2325xg	SOC-198104D	
centrifugeuse_type - Centrifugeuse basse vitesse, capacite_centrifugeuse - 20mlx6, max_rcf_centrifugeuse - 1790xg	SOC-198104E	
centrifugeuse_type - Centrifugeuse basse vitesse, capacite_centrifugeuse - Tube Eppendorf 5ml x12, max_rcf_centrifugeuse - 1790xg	SOC-198104G	

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com