

FICHE PRODUIT

Flacons pissettes, forme bouteille, imprimées, LDPE AZLON

Référence : SOC-WGFP

Description du produit

CARACTERISTIQUES

Avec sa forme mince, le flacon pissette Azlon® à épaulement incliné permet une manipulation confortable et il est disponible pré-étiqueté pour faciliter l'identification du contenu.

- Pissettes étiquetées pour une identification facile du contenu.
- Impression indélébile comprenant une sélection de sept solvants de laboratoire très utilisés, avec leurs symboles de danger appropriés et numéros CAS
- Leur forme fine et allongée permet une manipulation aisée.
- Bouchons et bcs en polypropylène avec code couleur.
- Bcs dotés d'une ouverture fine et précise pour un contrôle parfait du jet.
- Conditionnement minimum de vente: 5 flacons.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pissette/12547-flacons-pissettes-forme-bouteille-imprimees-ldpe-azlon.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
flacons_capacite - 250 ml, pissette_modele - Acétone (Bouchon rouge)	SOC-WGF531P	
flacons_capacite - 250 ml, pissette_modele - Eau (Bouchon blanc)	SOC-WGF530P	
flacons_capacite - 250 ml, pissette_modele - Eau distillée (Bouchon blanc)	SOC-WGF600P	
flacons_capacite - 250 ml, pissette_modele - Methanol (Bouchon vert)	SOC-WGF532P	
flacons_capacite - 250 ml, pissette_modele - Isopropanol (bouchon bleu)	SOC-WGF533P	
flacons_capacite - 250 ml, pissette_modele - Ethanol (Bouchon orange)	SOC-WGF535P	
flacons_capacite - 500 ml, pissette_modele - Eau (Bouchon blanc)	SOC-WGF536P	
flacons_capacite - 500 ml, pissette_modele - Eau distillée (Bouchon blanc)	SOC-WGF601P	
flacons_capacite - 500 ml, pissette_modele - Acétone (Bouchon rouge)	SOC-WGF537P	
flacons_capacite - 500 ml, pissette_modele - Methanol (Bouchon vert)	SOC-WGF538P	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com