

FICHE PRODUIT

Pèse personne médical, modèle SECA 878 dr

Référence : SOC-S878DR

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Pèse personne médical, modèle SECA 878 dr

Elle porte bien son nom : la balance SECA pour les médecins.

- Développée spécialement pour les médecins, elle est facile d'utilisation.
- Durabilité assurée. Fabrication haut de gamme, conception innovante, solidité.
- Deux écrans d'affichage pour une lecture simultanée patient / médecin.
- Étiquette amovible personnalisable.

Résultats précis.

Un matériel médical moderne tel que la balance SECA 878 dr ne peut être comparé à aucune autre balance traditionnelle. Cette balance spécialement conçue pour les médecins est soumise à des exigences très strictes pendant le processus de fabrication, sa construction est conviviale et elle fournit des données précises et fiables. Elle séduit en outre par son excellent rapport qualité / prix.

Fonctions diverses et utiles.

Grâce au double affichage numérique LCD, les résultats de mesure sont lisibles sous deux angles différents. Les touches de mise en service et d'arrêt situées sur la partie avant de la balance et activables à l'aide du pied préserveront votre dos. La fonction TARE-mère permet quant à elle de

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

peser les enfants en bas âge sans aucun stress dans les bras d'un adulte. Ces fonctionnalités, combinées à un design compact et moderne font de la balance SECA 878 dr la balance idéale des médecins.

Marquage personnalisé.

Qualité, fonctionnalité et modernité font la renommée d'un produit. C'est pourquoi la balance SECA 878 dr est dotée d'une étiquette repositionnable mentionnant son statut de « balance homologuée pour un usage médical ». Elle met en évidence la qualité haut de gamme et la conformité du produit tout en insistant sur le professionnalisme de l'utilisateur. Cette mention rassure les utilisateurs quant à la précision des valeurs mesurées. L'étiquette est en outre personnalisable.

Caractéristiques techniques de la Pèse personne médical, modèle SECA 878 dr:

- Capacité : 200 kg
- Graduation : 100 g < 150 kg > 200 g
- Dimensions (LxHxP) : 321 x 61 x 361 mm
- Dimensions de la plateforme (LxHxP) : 288 x 60 x 280 mm
- Poids : 4,1 kg
- Alimentation : piles, adaptateur secteur seca 447(en option)
- Fonctions : TARE-mère, HOLD, extinction automatique
- Classe d'étalonnage : III
- En option : étiquette personnalisable seca 478

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pese-bebes-et-pese-personnes-medicaux/12554-pese-personne-medical-modele-seca-878-dr.html>




SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com