

FICHE PRODUIT

Pissette pour Eau distillée Azlon, col étroit, LDPE. 1000 ml

Référence : SOC-WGF241P

Points forts

- délais : 48 heures
- Capacité du flacon : 1000 ml
- Modèle de pissette : Eau distillée (Bouchon blanc)

Description du produit

Caractéristiques de la Pissette pour Eau distillée Azlon, col étroit, LDPE. 1000 ml

Avec sa forme mince, le flacon pissette Azlon® à épaulement incliné permet une manipulation confortable et il est disponible avec une fermeture blanche ou rouge.

Leur forme fine et allongée permet une manipulation aisée.

Bouchons en polypropylène avec bec pivotant, rouges ou blancs.

Choix entre trois tailles.

Becs dotés d'une ouverture fine et précise pour un contrôle parfait du jet.

Vendu à l'unité

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pissette/12559-pissette-pour-eau-distillee-azlon-col-etroit-ldpe-1000-ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Capacité du flacon	1000 ml
Modèle de pissette	Eau distillée (Bouchon blanc)

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com