

FICHE PRODUIT

Pissette Nagele de 1000 ml, pour alcool éthylique.

Référence : SOC-10663273

Points forts

- délais : 48 heures
- Capacité du flacon : 1000 ml

Description du produit

Caractéristique de la pissette

La pissette de Nalgene est dotée d'un bouchon en polypropylène ou en polyéthylène haute densité ; tube de remplissage en copolymère de polypropylène.

Ventilation automatique mais le contenu reste dans le flacon, sans aucun risque de fuite.

Le nom chimique, la formule chimique internationale et le numéro de CAS (Chemical Abstract System) sont imprimés sur le flacon pour faciliter l'identification.

Barre de couleur correspondant au bouchon de couleur afin de prévenir les contaminations croisées.

Conçus pour une distribution par le dessus avec un bouchon et une tige moulés dans une seule pièce pour une distribution étanche et uniforme.

L'extrémité peut être raccourcie pour augmenter le débit.

Ajustement serré du tube d'aspiration et du bouchon empêchant la séparation en cas de pression sur la pissette.

Vendu à l'unité

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Capacité	32 oz., 1000 mL
Certifications/conformité	Meet requirements of OSHA Hazard Communication Regulation [29 CFR 1910.1200(f)(4)].
Matériau du bouchon	polypropylène
Description	L'alcool éthylique
Nb par boîte	1
Couleur de bouchon	Natural
Capacité (métrique)	1000mL
Étiquette chimique	Ethyl alcohol
Couleur	naturel
Matériau	LDPE
Nb par paquet	1
Taille de bouchon	38mm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pissette/12560-pissette-nagele-de-1000-ml-pour-alcool-ethylique.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Capacité du flacon	1000 ml

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com