

FICHE PRODUIT

Lampe à Cathode Creuse (HCL) en Cuivre

Référence : SOC - 0021246

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Lampe à Cathode Creuse (HCL) en Cuivre

La **Lampe à Cathode Creuse (HCL) en Cuivre** fait partie des conditions spectrales dans la méthode de détermination de l'élément **Cuivre** par **absorption atomique** dans un **échantillon** donné.

Cette **Lampe à Cathode Creuse (HCL) en Cuivre** est une **lampe à décharge**, conçue pour une utilisation dans des instructions d'absorption atomique (AA). Elle est composée d'une cathode constituée à partir de l'élément d'intérêt, d'une anode et d'un gaz de remplissage inerte, contenu dans une enveloppe de verre.

Elle sert également comme **source lumineuse** à certains spectrophotomètres.

Quelques avantages de la Lampe à Cathode Creuse (HCL) en Cuivre :

1. Fournit une source de lumière stable
2. Faible bruit
3. Longue durée de vie et de stockage

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Domaines d'application de la Lampe à Cathode Creuse (HCL) en Cuivre :

1. Spectroscopie d'absorption atomique
2. Spectroscopie de fluorescence atomique
3. Réglage laser à longueur d'onde multiple
4. Stabilisation de sortie laser (effet optogalvanique)

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/spectrophotometre-biochimie/12566-lampe-a-cathode-creuse-hcl-en-cuivre.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com