

FICHE PRODUIT



Fauteuil de gynécologie fixe Mobercas Modèle S-1080-G

Référence : SOC-S1080G

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Fauteuil de gynécologie fixe Mobercas Modèle S-1080-G

Le fauteuil de gynécologie fixe Mobercas Modèle S-1080-G est de hauteur fixe et dispose de jambières gynécologique, d'un plateau en acier pour l'instrumentation, d'accoudoirs relevables pour faciliter l'accès et d'un coussin cervical.

Spécification techniques du fauteuil Mobercas Modèle S-1080-G

Dimension du fauteuil : Longueur : 175 cm, Largeur : 56 cm, Hauteur : 80 cm

Type de dossier : Réglable

Accoudoirs : élevés à 180°

Repose-pieds : jambières gynécologique réglable et rotatives

Pieds : 4 patins réglable pour inégalités du sol

Jambes : repose-pieds réglable

Extras supplémentaires inclus : coussins ergonomique pour le dossier, cavité gynécologique

Type de structure : 1 colonne

Poids supporté : 180 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Matériel : châssis mécano soudé en acier. Finition : peinture poudré époxy cuite au four à 210°

Peinture : blanc

Type de moteur : sans moteur

Fonctionnalités par système de leviers : repose-pieds, dossier

Type de hauteur : Fixe

Densité de mousse : 30Kg/m³ 5 cm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fauteuil-de-prelevements/12581-fauteuil-de-gynecologie-fixe-mobercas-s-1080-g.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com