

FICHE PRODUIT

BLADDER SCANNER VITASCAN AVEC LOGICIEL

Référence : SOC-0307100001

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Description du bladder scanner VOTASCAN

Le BLADDER SCANNER vésical VITASCAN mesure, de façon simple et précise, le volume de la vessie. Sa précision est de $\pm 10\%$. Il offre la possibilité de régler les différentes profondeurs de scan : 10 cm pour enfant, 16 cm pour adulte et 23 cm pour adulte fort. Cet examen non invasif permet d'évaluer la rétention urinaire et ainsi éviter les sondages inutiles. Cela permet donc de réduire les risques d'infections des voies urinaires associées aux cathéters et réduire les coûts des opérations de sondage.

Caractéristiques du bladder scanner VITASCAN:

Un bladder scanner permet de mesurer par ultrasons le volume de la vessie avec une précision de $\pm 10\%$.

Possibilité de régler différentes profondeurs de scan : 10 cm pour enfant, 16 cm pour adulte et 23 cm pour adulte fort

Profondeur du scan : 230 mm

Capacité de mesure : 0-1 000 ml

Sonde 3D de 2.6 Mhz

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Angle du scan : 180 ° +- 2°

Angle du balayage : 120 ° + 2°

Dimensions de la sonde : L. 140 x l. 45 x H. 66 mm

Poids de la sonde : 0.38 Kg

Fourni avec logiciel pour Windows XP, Vista, 7 ou 8

Possibilité de sauvegarder ou imprimer les rapports sur une imprimante locale ou réseau

Garantie 2 ans

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/doppler-foetal/12582-bladder-scanner-vitascan-logiciel.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com