


FICHE PRODUIT

Armoire médicale vitrée 2 portes, L: 800 mm

Référence : SOC-AI14123603

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Armoire médicale vitrée en tôle d'acier 8/10e

Porte en verre avec sécurité et ouverture à 225 degrés

Poignée encastrée avec fermeture de la serrure à clé 2 points (jeu de 02 clés)

Etagères (04) en verre securit, épaisseur 4 mm, ajustables tous les 25 mm

Peinture poudre époxy cuite au four à 180°Celsius

Dimensions extérieures (LxpH en mm): 800 x 435 x 1800

Poids: 70 Kg

Coloris standard sur demande RAL : gris 7035, gris anthracite 7016, bleues 5010, 5012 et 5018, Blanc 9010, ivoire 1015, marron 8016, jaune 1023, orange 2004, rouge 3020 et 3005, vert 6011 et 6033, noir 9005

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/armoires-a-instruments/12586-armoire-medicale-vitree-2-portes-l-800-mm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com