

FICHE PRODUIT

Centrifugeuse pour microplaques PCR

Référence : SOC-BKC-PCR16

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

La Centrifugeuse pour microplaques PCR est un appareil de centrifugation contrôlé par microprocesseur et doté d'un écran LED pour l'affichage des paramètres.

Fonctionnalités :

- Moteur sans balais, sans entretien, accélère rapidement.
- Verrouillage électrique du couvercle, protection contre la vitesse excessive et le déséquilibre.
- RCF facile à définir et à lire, vitesse synchronise dans le temps.

Paramètres techniques

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Modèle	BKC-PCR16
Capacité Max.	6*10ml
Vit max	16000rpm
RCF Max	19040×g
Précision de Vit	±20rpm
Gamme de Temp	-20°C~40°C
Précision Temp	±1.0°C
Plage de chronométrage	1~99min
Bruit	≤55dB
Alimentation	AC110/220V±10%, 50/60Hz
Dim ext (W*D*H) mm	480*480*275
Dim d'emballage (W*D*H) mm	630*560*450
Poids net (kg)	43
Poids brut (kg)	57

Accessoires optionnels

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

No.	Rotor	Volume (ml)	Vit Max r/min)	Max RCF(xg)
No.1	Rotor Angulaire	40*0.2ml	16000	19040
No.2		30*0.5ml	13000	13900
No.3		12*1.5/2ml	16000	17940
No.4		20*1.5/2ml	14000	15580
No.5		24*1.5/2ml	13000	15470
No.6		30*1.5/2ml	13000	17930
No.7		4*8PCR	13000	10410
No.8		6*8PCR	13000	16080
No.9		8*8PCR	13000	11540
No.10		12*8PCR	13000	17220
No.11		24 capillaires	12000	15800
No.12		10*5ml	16000	17880
No.13		6*10ml	13000	14190

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-hautes-vitesses/12592-centrifugeuse-pour-microplaques-pcr.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com