

FICHE PRODUIT



Système de chauffage / Radiateur électrique pour Autoclave SA-500AK, (9 KW/220V) Mono/Tri-Phase

Référence : SOC-901022

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Système de chauffage / Radiateur électrique pour Autoclave SA-500AK, (9 KW/220V) Mono/Tri-Phase

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/12604-500-series-heater-9-kw-220v-mono-tri-phase.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com