

FICHE PRODUIT



Paravent panoramique plombé 2 mm, H: 205 cm_PAR 10 CM LINEAIRE

Référence : SOC-H8451000

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Certaines données de description ont été simplifiées pour ce document.

Le paravent **anti-X plombé** vous assure une protection fiable lors d'une intervention radiologique. Fais sur-mesure, nos paravents plombés sont conçus à partir d'une armature en aluminium et intégralement plombé avec une équivalence de 2, 3 ou 4 mm.

La version standard du **paravent anti rayonnement X** mesure environ 205 cm.

Sa structure comporte un soubassement de 120 cm de hauteur, une glace de 80 cm de hauteur et des retours fixes aux dimensions de votre choix.

Le **paravent anti-X plombé** peut être adapté en fonction de vos habitudes de travail, de votre plan de travail ou même être équipé d'impôtes en partie haute pour certaines applications.

Pour toute information sur le chiffrage et la pose, n'hésitez pas à contacter notre service commercial et notre service technique.

Caractéristiques techniques

- Hauteur: 205 cm
- Hauteur soubassement: 120 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Hauteur vitrage: 80 cm
- Finition laminé blanc
- Structure en Aluminium laqué blanc
- Retour Fixe 90°, 120° ou 135°
- Vitrage Schott RD50
- Equivalences plomb possibles: 2mm, 3 mm, 4 mm
- Poids 100kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/paravents-et-rouleaux-en-plomb/12605-paravent-panoramique-plombe-2-mm-h-205-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com