

FICHE PRODUIT



Appareil d'anesthésie, Modèle AX-600

Référence : SOC-CAX600

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

L'**appareil d'anesthésie AX-600** est spécialement conçu pour la gestion de l'anesthésie par inhalation chez l'adulte, l'enfant et le nourrisson. Avec son ergonomie exceptionnelle, cet appareil d'anesthésie est idéal pour des interventions stables, et sécurisées

Caractéristiques techniques:

- Ventilateur à soufflet à commande électronique;
- ventilation de soutien de pression (PS);
- soufflet ascendant de 1500 ml;
- Volume courant minimum jusqu'à 15 ml;
- Affichage des formes d'onde en temps réel et des boucles de spirométrie PV, FV et PF;
- 2000 enregistrements d'événements de réglages, alarmes techniques et physiologiques;
- Examen des tendances en 60 heures
- Écran tactile rotatif à quatre directions de 12,1 ".

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

	Spécifications	Qté
Langue	13 langues	1
Approvisionnement en gaz	O2, N2O, AIR	1
Bar SELECTATEC	Deux positions	1
Débitmètre	Électronique	1
Frein	Frein individuel	1
Mode Ventilateur	VCV, PCV	1
Kit d'accessoires de base	Inclus	1
Vaporisateur Dräger	Vaporisateur COMEN	
Dimensions:	1250mm (L) * 950mm (L) * 1700mm (H)	
Poids:	Nw: 150 kg, Gw: 180 kg	

Kit d'accessoires de base

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

	Spécifications	Qté
Joints de buse de gaz	Inclus	3 pièces
Écrou de buse gaz oxygène	Inclus	2pcs
Écrou de buse de gaz N2O	Inclus	1 pc
Colliers de serrage à vis sans fin	HI-GRIP / RS525-177 / HGZ12BP	3 pièces
Tuyau de gaz oxygène / IEC	Tuyau de gaz Gentec 1/4 " (utilisation sans huile) 1.4Mpa WP / BS Conector / White / 5M	1 pc
Tuyau de gaz N2O / IEC	Tuyau de gaz Gentec 1/4 " (ne pas utiliser d'huile) 1.4Mpa WP / BS Conector / Blue / 5M	1 pc
Tuyau Air Gaz / IEC	Tuyau Gentec 1/4 " (utilisation sans huile) 1.4Mpa WP / BS Conector / Black / 5M	1 pc
Éponge bidon	Polyuréthane	15pcs
Ensemble de tube respiratoire adulte jetable ((comprenant tube respiratoire, connecteur en Y, connecteur en L, filtre, sac manuel)		50456400 2pcs
Ensemble de tube respiratoire pédiatrique jetable (y compris tube respiratoire, connecteur en Y, connecteur en L, filtre, sac manuel)		50458900 1 PCS
Masque de coussin d'air (Ped)	2 # □ jetable / 5313	1 PCS
Masque Aircushion (Adu) / Grand format	5 # □ jetable / 5316	1 PCS
Kits de port d'entrée de gaz d'oxygène à deux canaux		1 jeu
Manuel utilisateur	Anglais	1 pc

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/appareils-d-anesthesie/12606-appareil-d-anesthesie-modele-ax-600.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com