

FICHE PRODUIT

Imprimante de films radiologiques

Référence : SOC-460DY

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

L'imprimante de films radiologiques modèle HQ-460DY est une imprimante économique, stable et fiable qui s'adapte à une gamme complète de modalités d'imagerie, notamment CT, MR, DR, CR, DSA, etc.

Cette imprimante de films radiologiques permet un traitement à grande vitesse en mode hors ligne et en ligne, et garantit la précision des diagnostics grâce à son image d'excellente qualité.

Dimensions: 86 x 71 x 63 cm

Poids: 70 kgs

Avantages de L'imprimante de films radiologiques modèle HQ-460DY

- Elle est dotée d'une technologie de thermographie sèche
- Les cartouches de film sont à chargement diurne
- L'imprimante a un double plateau et peut prendre en charge 4 formats de film (20 x 25 cm, 25 x 30 cm, 28 x 35 cm, 35 x 43 cm)
- Impression rapide, efficacité accrue
- Son design compact et convivial favorise une installation facile
- Sonctionnement simple favorise une utilisation

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/developpeuse-automatique-de-film/12608-imprimante-de-films-radiographiques-hq-dy.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com