

FICHE PRODUIT



Réfrigérateur médical, modèle BXC-V360M

Référence : SOC-BXC-V360M

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Réfrigérateur médical, modèle BXC-V360M

Le Réfrigérateur médical BXC-V360M est un équipement de réfrigération spécialisé pour le stockage à froid de produits pharmaceutiques, biologiques, etc.

Il convient aux hôpitaux, aux pharmacies, aux usines pharmaceutiques, aux stations d'assainissement et aux stations anti-épidémiques.

Caractéristiques techniques :

- **Dimension externe (L x P x H) mm:** 660 x 655 x 1980 mm;
- **Capacité:** 360L;
- **Plage de Température :** 2°C □ 8°C;
- **Précision de température:** 0.1°C;
- **Système de contrôle:** Contrôle par microprocesseur avec écran large LED;
- **Alarme:** Alarme sonore et visuelle pour: Température haute et basse, Défaillance du système et

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

du capteur, Porte entrouverte, Alarme de panne de courant, Alarme de batterie de secours faible;

- **Type de réfrigération:** Système de réfrigération à air forcé;
- **Réfrigérant:** R134a, sans CFC;
- **Condenseur et évaporateur:** Condenseur à tubes Bundy;
- **Décongélation:** Conception sans gelée
- **Construction :**
 - * Structure: Conception monocoque avec un mono-assemblage moussant (matériau isolant rigide en polyuréthane);
 - * Matériau interne: Plastiques techniques HIPS, résistant à l'abrasion et aux acides;
 - * Matériau externe: Acier laminé à froid revêtu d'une poudre antibactérienne.
- **Étagères :** 5 étagères réglables en fil d'acier de haute qualité;
- **Consommation:** 350W;
- **Alimentation:** AC220V±10%, 50/60Hz;
- **Accessoire standard:** Lampe à LED avec étagères, imprimante, port d'accès à la sonde, clés de porte.
- **Dimensions d'emballage (mm):** 708 x 720 x 2132 mm;
- **Poids brut:** 116 kg.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateur/12612-refrigerateur-medical-modele-bxc-v360m.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com