

FICHE PRODUIT

Autoclave de stérilisation à cuve horizontale, 1,2 mètre cube 1200 Litres

Référence : SOC-TG12

Points forts

- délais : 48 heures
- Type d'autoclave : type d'autoclave Horizontal

Description du produit

L'autoclave de stérilisation à cuve horizontale 1500 litres est un stérilisateur sous vide à impulsion. Ce type d'autoclave utilise la vapeur saturée comme moyen de stérilisation. Le système de vide par impulsion permet de faciliter le séchage des instruments et appareils stérilisés, favorise la déshumidification entre les couches.

Structure de l'autoclave

Conçu et fabriqué conformément aux normes GB150 «le réservoir sous pression», au GB8599 «Exigences techniques des stérilisateurs à grande vapeur - Protocole de commande automatique» et au TSG R0004 des «Spécifications techniques et de sécurité pour les réservoirs fixes avec moniteur». et les procédures d'inspection connexes.

Chambre de stérilisation

La chambre de stérilisation est de forme rectangulaire et horizontale. Sa structure est recouverte d'une double couche fabriquée à partir de S30408.

Le joint de port pneumatique favorise l'étanchéité de l'autoclave. Ses deux portes sont interverrouillées et totalement conformes aux exigences de la spécification. Avec interface d'authentification GMP standard.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Système de canalisation du stérilisateur

Le pipeline est conçu avec la meilleure configuration. Toutes les pièces de rechange sont des marques qualifiées à la maison et à l'étranger.

Système de contrôle SIEMENS PLC et écran tactile SIEMENS

Ce système est facile à mettre en œuvre et facilite la sélection de programmes, le paramétrage, le fonctionnement des équipements, le traitement des rapports et autres fonctions.

Il a des mesures de sécurité parfaites. La valeur F0 et le temps de température offrent une double garantie de stérilisation.

Un seul paramètre de contrôle est également disponible.

Capacité: 1500 Litres

Nombre de portes: 2

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical/12613-autoclave-de-sterilisation-a-cuve-horizontale-1-2-metre-cube-1200-litres.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type d'autoclave	type d'autoclave Horizontal

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com