


FICHE PRODUIT

Film d'imagerie médicale HQ-KX410

Référence : SOC-HQ-KX410

Description du produit

Description du Film d'imagerie médicale HQ-KX410

Ce film est adapté à l'impression d'images médicales stockées numériquement. Il reproduit avec précision diverses images médicales acquises par des ordinateurs.

Comparé à la méthode traditionnelle, ce film évite l'utilisation de produits à base d'halogénures d'argent et élimine la pollution causée par les déchets chimiques, alors qu'il est insensible à la lumière et peut être chargé à la lumière du jour.

Il possède également des fonctionnalités telles que faible niveau de gris, bon contraste, haute résolution, haute densité et convivialité. Il est compatible avec l'imprimante de films radiologiques HQ-450DY.

Usage du Film d'imagerie médicale HQ-KX410

Ce produit est un consommable d'impression et il est conçu pour être utilisé avec l'imprimante de films radiologiques HQ-450DY. Nous vous conseillons d'effectuer un test préalable lorsque vous essayez de charger ce film dans des imprimantes d'autres marques afin d'obtenir les résultats souhaités.

Environnement d'exploitation

Température: 18 à 24

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Humidité: 50 à 65% HR

Espace de rangement

- Dans un environnement sec, frais et sans poussière
- Evitez de l'exposer directement au soleil
- Tenir à l'écart des sources de chaleur et des gaz acides et alcalins tels que le sulfure d'hydrogène, l'ammoniac, le dioxyde de soufre et le formaldéhyde, etc.
- Température: 10 à 23
- Humidité relative: 30 à 65% HR
- Stockez en position verticale pour éviter les effets néfastes de la pression externe

Référence d'emballage

Taille	Cond
cm	Feuille/boite
20x25	100
25x30	100
28x35	100
35x43	100

La taille et le volume de l'article peuvent être personnalisés à la demande du client

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/divers/12614-film-d-imagerie-medicale-hq-kx410.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
cassettes_dimension - 20 x 25 cm	SOC-HQ-KX41-20 x 25 cm	
cassettes_dimension - 25 x 30 cm	SOC-HQ-KX4102530	
cassettes_dimension - 28 x 35 cm	SOC-HQ-KX4102835	
cassettes_dimension - 35 x 43 cm	SOC-HQ-KX4103543	

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com