

FICHE PRODUIT



Hotte d'aspiration chimique, modèle FH1000(X)

Référence : SOC-FH1000X

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Hotte d'aspiration chimique, modèle FH1000(X)

L'**hotte d'aspiration chimique** distribué par SOCIMED permet de protéger l'environnement de laboratoire et l'opérateur lors d'applications chimiques générales. Elle protège activement l'opérateur de l'inhalation de vapeurs toxiques et réduit considérablement les risques d'incendie et d'explosion. En installant un filtre approprié, il peut également protéger l'environnement.

Caractéristiques techniques de la Hotte d'aspiration

- **Dimension externe (L x P x H) mm:** 1000 x 840 x 2150 mm;
- **Dimension interne (L x P x H) mm:** 880 x 730 x 745 mm;
- **Ouverture maximale:** 520mm;
- **Hauteur de la surface de travail:** 750mm;
- **Ventilateur:** Ventilateurs centrifuges intégrés; Vitesse réglable avec 9 niveaux;
- **Vitesse de l'air:** 0.3 ~ 0.8m / s;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Bruit:** ≤60dB;
- **Lampe LED:** 8Wx1;
- **Lampe UV:** émission de 253,7 nanomètres pour une décontamination plus efficace;
- **Fenêtre avant:** motorisée; verre trempé de 5 mm, anti-UV;
- **Matériel:**
 - * Corps extérieur: acier laminé à froid avec revêtement en poudre antibactérien.
 - * Table de travail: résine phénolique résistante aux produits chimiques;
- **Prise étanche:** 1 pc;
- **Alimentation:** AC220V ± 10% □ 50 / 60Hz 110V ± 10%, 60Hz
- **Consommation:** 400W
- **Accessoire standard:** Robinet d'eau; Robinet de gaz; Évier d'eau; Support de base, lampe UV * 2, lampe à LED, douille, conduit d'évacuation de 4 mètres, filtre à charbon actif, pédale de commande
- **Poids brut:** 230kg
- **Dimension d'emballage (L x P x H):** 1150 x 1120 x 1680 mm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/hottes-biologiques/12620-hotte-d-aspiration-chimique-modele-fh1000-x.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques


Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Documents associés

- Fiche Technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com