

FICHE PRODUIT

Congélateur de plasma sanguin 328L, modèle BDF-40V328

Référence : SOC-BDF-40V328

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Congélateur de plasma sanguin 328L, modèle BDF-40V328

Le **Congélateur de plasma sanguin BDF-40V328** à basse température offre une grande variété d'applications de recherche et de stockage, telles que des expériences scientifiques à basse température, la préservation du plasma, des biomatériaux, des vaccins et les propriétés biomédicales des produits militaires. Il convient aux instituts de recherche, aux industries électroniques, aux industries du génie chimique, aux hôpitaux, aux stations d'assainissement et antiépidémiques, aux laboratoires universitaires, aux industries militaires.

Caractéristiques techniques :

- **Dimension externe (L x P x H) mm:** 673 x 676 x 1860 mm;
- **Capacité:** 328L;
- **Type:** vertical;
- **Plage de température:** -30°C à -40°C;
- **Temp. Précision:** 1°C;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Système de contrôle:** Contrôle par microprocesseur avec affichage à LCD;
- **Alarme:** Alarme de haute et basse température, Panne du système et du capteur, Porte entrouverte, Alarme de panne de courant;
- **Type de réfrigération:** Réfrigération directe;
- **Réfrigérant:** R507a, sans CFC;
- **Compresseur:** Compresseur de renommée internationale;
- **Condenseur et évaporateur:** Matériel en cuivre;
- **Fabrication :**
 - * Structure: Conception monocoque et mono-assemblage moussant (matériau isolant rigide en polyuréthane);
 - * Matériau interne: Acier pulvérisé de couleur;
 - * Matériau externe: Acier laminé à froid revêtu d'une poudre antibactérienne.
- **Porte:** Porte avec serrure à clé;
- **Etagères / Tiroirs:** 5 étagères;
- **Consommation:** 613W;
- **Alimentation:** 220V±10%, 50/60Hz;
- **Dimensions d'emballage (mm):** 735 x 755 x 1900 mm;
- **Poids brut:** 140 kg.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/congelateurs-de-plasma-sanguin/12622-congelateur-de-plasma-sanguin-328l-modele-bdf-40v328.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com