

FICHE PRODUIT



Appareil de décongélation de plasma

Référence : SOC-213480IS

Points forts

- délais : 24 heures

Description du produit

Appareil de décongélation de plasma

Le système de **décongélation de plasma** utilise un système de contrôle de la température et d'agitation pour réduire considérablement le temps de **décongélation** tout en sécurisant votre **plasma**

Caractéristiques principales:

- Contrôle PID par microprocesseur;
- Affichage actuel de la température;
- Intérieur en acier inoxydable;
- Avec protection contre la surchauffe, alarme et extinction automatique;
- Panier en acier inoxydable;
- Système de balancement automatique des bras;
- Prévenir les composants chauffants à combustion sèche, protéger efficacement les éléments

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

chauffants;

- Couverture optionnelle en acier inoxydable ou en toiture.

Spécifications techniques :

Model	RJ-2	RJ-4	RJ-8	RJ-12
Capacité pour dégel poches (200-400 ml)	2 sacs	4 sacs	8 sacs	12 sacs
Puissance de chauffage	600W	1000W	1500W	1800W
Plage de température	37°C±1°C			
Variation de température	±0.5°C			
Temps de dégivrage	≤10min			
Fréquence d'agitation	80rpm			
Tension	110V 60Hz /220V 50Hz			
Dimensions (mm)	450x340x410	450x460x410	690x460x410	690x550x410
Poids	16kg	21kg	30kg	46kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bain-a-sec-chauffant/12624-appareil-de-decongelation-de-plasma.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	24 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
capacite_appareil_degel_plasma - 2 sacs, puissance_de_chauffage - 600W	SOC-213481DIS	
capacite_appareil_degel_plasma - 4 sacs, puissance_de_chauffage - 1000W	SOC-213482DIS	
capacite_appareil_degel_plasma - 8 sacs, puissance_de_chauffage - 1500W	SOC-213483DIS	
capacite_appareil_degel_plasma - 12 sacs, puissance_de_chauffage - 1800W	SOC-213484DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com