

FICHE PRODUIT

Lancettes de sécurité à uu - vert

Référence : SOC-LS2,4

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Lancettes de sécurité à usage unique - vert

- Profondeur de l'incision : 2,4 mm.
- Volume approximatif de sang : 170 µl.
- Code couleur : Vert.

Autres caractéristiques :

- * Lancettes de sécurité à lame rétractable supprimant les manipulations à risques.
- * Permet une incision rapide, nette et standardisée, assurant un confort maximum pour le patient et le manipulateur.
- * Sécurité : système à usage unique, la lame se rétracte après l'incision.
- * Facilité : sa surface de contact plane assure une incision contrôlée et standardisée.
- * Stérilité : produit stérile. Un capuchon de sécurité assure l'intégrité avant l'utilisation.
- * Conditionnement minimum de vente : Boite de 200 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lancettes-de-securite-a-uu/1263-lancettes-de-securite-a-uu-vert.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com