

FICHE PRODUIT



Tire-lait manuel HARMON PUMP & FEED MEDELA

Référence : SOC-M3250

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **tire-lait manuel HARMONY P&F** est facile d'utilisation. Equipé de la fonction stimulation grâce à la **technologie 2-phase Expression®**; le tire-lait manuel possède une poignée pivotante qui permet d'exprimer le lait en 2 temps.

Facile à assembler, démonter et nettoyer; le **tire-lait manuel HARMONY** est accompagné de 4 coussinets à usage unique et d'1 embout d'alimentation **Calma®**.

L'ensemble de ce set offre une solution d'allaitement d'appoint complète pour maman et bébé.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/autre-plastique/12631-tire-lait-manuel-base-piston-medela.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com