

FICHE PRODUIT



Kit de prélèvement gynécologique stérile pour frottis cytologique

Référence : SOC-RM23693

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Kit de prélèvement gynécologique stérile pour frottis cytologique

Le Kit de prélèvement gynécologique stérile pour frottis cytologique est composé d'un ensemble d'instruments gynécologiques nécessaires pour les prélèvements cytologiques.

Constitution du Kit de prélèvement:

- 1 Spéculum type Cusco, Taille M.
- 1 Spatule d'Ayre en bois pour le prélèvement au niveau de l'exocol.
- 1 Brossette endocervicale pour le prélèvement au niveau de l'endocol.
- 2 Lames en verre sablées.
- 1 Étui porte lames.
- 1 Paire de gants en latex.

Le kit de prélèvement peut s'utiliser avec notre spray fixateur pour cytologie FISSY.

Conditionnement sous emballage individuel stérile.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Stérilisation Oxyde d'éthylène, validité 5 ans.

Vendu en lot de 10 kits.

Matériel médical CE.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/instruments-gynecologiques-medicaux/12632-kit-de-prelevement-gynecologique-sterile-pour-frottis-cytologique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com