

FICHE PRODUIT

Film de radiographie DVE pour reprographe Laser 5800 - 5850_ 500 films

Référence : SOC-X5850

Points forts

- délais : 5 Jours

Description du produit

Film de radiographie DVE pour reprographe Laser 5800 - 5850_ 500 films

Fabriqués pour remplacer **les films DVB**, Les **films de radiographie DVE** sont compatibles pour les reprographes laser 5800 et 5850. **Les films Carestream DVE améliorent la visibilité de l'image dans les régions à faible densité et à haute densité.** De plus, ils **durent plus longtemps, traitent plus efficacement et optimisent votre inventaire de films.**

Spécificités des films DVE:

- Archivabilité des films à vie (plus de 100 ans)
- Adapté à une gamme d'imageurs et d'applications de radiologie générale
- Cinq tailles de film sur une base de polyester bleu de 7 mil
- Système AIQC adapté aux imageurs laser DRYVIEW
- L'AIQC garantit que le contraste et la densité répondent aux préférences de l'utilisateur
- Contrôle qualité effectué sans intervention de l'opérateur pour améliorer la productivité

Formats disponibles (en cm): 28 x 35, 20 x 25, 25 x 30, 36 x 43**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conditionnement minimum de vente: 5 Boîtes de 100 films

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/film-de-radiographie-kodak-dvb/12633-film-de-radiographie-dve-pour-reprographe-laser-5800-5850.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	5 Jours

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
dimensions_film_radiographie - 28 x 35 cm	SOC-X5851	
dimensions_film_radiographie - 20 x 25 cm	SOC-X5852	
dimensions_film_radiographie - 25 x 30 cm	SOC-X5853	
dimensions_film_radiographie - 35 x 43 cm	SOC-X5854	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com