

**FICHE PRODUIT**

## Toise murale télescopique modèle SECA 222

Référence : SOC-2221332

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

**Toise télescopique mécanique à grande plage de mesure**

**Spécialement conçue pour le montage mural, cette toise indique la taille au millimètre près.**

Son large curseur ainsi que la butée de talon en font un instrument parfaitement professionnel. La construction télescopique permet une lecture commode du résultat de la mesure : à partir d'une valeur de 130.5 cm, la taille est lue au niveau d'un repère placé à cette hauteur. Par sécurité, le curseur peut être rabattu lorsque la toise n'est pas utilisée.

**Caractéristiques techniques :**

- Plage de mesure en cm : 6 – 230 ;
- Plage de mesure en inch : 2 – 90'' ;
- Graduation : 1mm / 1/8 inch;
- Dimensions (LxHxP) : 308 x 2320 x 286 mm, 12,1 x 91,3 x 11,3 inch;
- Poids net: 1,1 kg; 2,4 lbs;
- Fonctions: Montage mural;

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- Norme CE: CE 0123

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/pese-bebes-et-pese-personnes-medicaux/12638-toise-murale-telescopique-modele-seca-222.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

## Photos du produit



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)