


FICHE PRODUIT



PISTOLET BIOPSIE TRU-CORE II

Référence : SOC-110PTC14IS

Description du produit

Pistolet à biopsie TRU-CORE II

SOCIMED vous présente sa gamme complète de **pistolets automatiques** à usage unique pour la biopsie mammaire. Le **Pistolet à biopsie TRU-CORE II** propose des aiguilles spécifiques de 14G à 20G avec une longueur de 10cm.

Pistolet à double déclenchement. un déclenchement pénétration 22mm et un déclenchement prélèvement.

Le **Pistolet automatique de biopsie** à usage unique permet d'obtenir des échantillons multiples prélevés dans les tissus mous comme le foie, les reins, les seins, etc.

En acier Inoxydable et plastique moulé.

Caractéristiques techniques :

- Utilisable facilement avec une seule main avec bouton de commande simple de type pousser/tirer;
- Munie d'une pointe échogène pour une mise en place précise sous échoguidage;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Avance par projection de 22mm combinée à une encoche d'échantillonnage de 19mm, fournit des prélèvements de qualité pour le diagnostic clinique;
- Aiguilles à code couleur pour faciliter la détermination du calibre visible par une fenêtre sur le fond du dispositif;
- Compatible avec la plupart des machines stéréotactiques verticales.

Chaque pistolet de ponction est à usage unique et conditionné par boîte de 10.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-divers-pour-bloc-operatoire/12643-pistolet-biopsie-tru-core-ii.html>



Déclinaisons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
taille_pistolet_biopsie - PISTOLET TRU-CORE II 14G (2,0mm) x 10cm (BOITE DE 10)	SOC-110PTC1410	
taille_pistolet_biopsie - PISTOLET TRU-CORE II 14G (2,0mm) x 16cm (BOITE DE 10)	SOC-110PTC1416	
taille_pistolet_biopsie - PISTOLET TRU-CORE II 14G (2,0mm) x 20cm (BOITE DE 10)	SOC-110PTC1420	
taille_pistolet_biopsie - PISTOLET TRU-CORE II 16G (1,6mm) x 10cm (BOITE DE 10)	SOC-110PTC1610	
taille_pistolet_biopsie - PISTOLET TRU-CORE II 16G (1,6mm) x 16cm (BOITE DE 10)	SOC-110PTC1616	
taille_pistolet_biopsie - PISTOLET TRU-CORE II 16G (1,6mm) x 20cm (BOITE DE 10)	SOC-110PTC1620	
taille_pistolet_biopsie - PISTOLET TRU-CORE II 18G (1,2mm) x 10cm (BOITE DE 10)	SOC-110PTC1810	
taille_pistolet_biopsie - PISTOLET TRU-CORE II 18G (1,2mm) x 16cm (BOITE DE 10)	SOC-110PTC1816	
taille_pistolet_biopsie - PISTOLET TRU-CORE II 18G (1,2mm) x 20cm (BOITE DE 10)	SOC-110PTC1820	
taille_pistolet_biopsie - PISTOLET TRU-CORE II 20G (0,9mm) x 10cm (BOITE DE 10)	SOC-110PTC2010	
taille_pistolet_biopsie - PISTOLET TRU-CORE II 20G (0,9mm) x 16cm (BOITE DE 10)	SOC-110PTC2016	
taille_pistolet_biopsie - PISTOLET TRU-CORE II 20G (0,9mm) x 20cm (BOITE DE 10)	SOC-110PTC2020	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com