

FICHE PRODUIT



Spéculum vaginal Riester, Modèle GRAEVE

Référence : RIE-5201

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

le spéculum GRAEVE se distingue par une fiabilité et une longévité hors du commun.

CARACTERISTIQUES

- * Absence de réflexion et reflets, grâce aux faces intérieures mates.
- * surface extérieure polie.
- * En acier inoxydable de type 18/8.
- * Stérilisable en autoclave jusqu'à 134°C.
- * Livré dans un carton.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/instruments-gynecologiques-medicaux/1265-speculum-vaginal-riester-modele-graevé.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com