

FICHE PRODUIT

Spéculum vaginal Riester, Modèle CUSCO

Référence : RIE-5231

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Le spéculum CUSCO est d'une fiabilité et d'une longévité hors du commun.

CARACTERISTIQUES

- * surface extérieure mate
- * Taille 1, 75 x 32 mm
- * Absence de réflexion et reflets, grâce aux faces intérieures mates
- * En acier inoxydable de type 18/8
- * Stérilisables en autoclave jusqu'à 134°C
- * Livré dans un carton

Disponible en taille 2 (85 x 35 mm) et taille 3 (100 x 35 mm)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/instruments-gynecologiques-medicaux/1266-speculum-vaginal-riester-modele-cusco.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com