

FICHE PRODUIT



Boîte Curetage et Aspiration IVG

Référence : SOC-IBOI111

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Contenu Boîte Curetage et Aspiration IVG

- Hystéromètre Valleix, avec curseur, 33 cm
- Curette Utérine Gourdet, 25 cm x 12 mm
- Curette Utérine Simon, 25 cm x 6 mm
- Curette Utérine Sims, tranchante, 25 cm x 6 mm
- Curette Utérine Sims, tranchante, 25 cm x 10 mm
- Curette Utérine Wallich, 35 cm x 14 mm
- Curette à Aspiration, pour curetage, avec raccord, 8 mm
- Curette à Aspiration, pour curetage, avec raccord, 10 mm
- Curette à Aspiration, pour curetage, avec raccord, 14 mm
- Boîte inox, 50 x 20 x 12 cm
- Pince à Pansements, Longuette, droite, 24 cm
- Pince Museux, droite, 24 cm, 7 x 5 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Pince Pozzi, droite, 24 cm
- Pince Foerster, striée, 24 cm, droite
- Bougie Hégart, double, inox, 20 cm, série de 8 pièces: n°3/4 à n°17/18
- Spéculum Vaginal Collin, 35 mm, long 110 mm
- Valve Doyen vaginale, 90 mm x 45 mm
- Valve Doyen vaginale, 120 mm x 45 mm
- Valve Auvard, à poids fixe 1100 gr
- Curette à Aspiration, pour curetage, avec raccord, 6 mm
- Curette à Aspiration, pour curetage, avec raccord, 12 mm

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/12661-boite-curetage-et-aspiration-ivg.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com