

FICHE PRODUIT



Housse à poignée pour le transport de corps

Référence : SOC-HOUS003

Points forts

- délais : 4 semaines
- délais : 3 semaines

Description du produit

Housse mortuaire, en PVC 140 MICRONS Dimensions: 80 x 220 CM

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiels-de-transport/12663-housse-a-poignee-pour-le-transport-de-corps.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	4 semaines
delais	3 semaines

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com