

FICHE PRODUIT

Matelas d'immobilisation en PVC

Référence : SOC-100100

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Description du Matelas d'immobilisation en PVC, forme anatomique

Le **matelas d'immobilisation en PVC** est fait en matériau souple et résistant apportant confort et légèreté. Son faible poids réduit l'encombrement. et le rend facile à plier et à ranger dans l'ambulance.

Le **matelas d'immobilisation en PVC** est doté de bandes porte poignées avec 8 poignées ergonomiques (4 de chaque côté). Nombreux points pour positionnement de poignées supplémentaires optionnelles et/ou pour le passage des sangles.

Il dispose de renfort aux pieds pour une durée de vie accrue et ses Billes sont disposées en vrac.

Caractéristiques

Couleur disponible: rouge / bleu.

Poids : 8.8 kg

Dimensions : Longueur : 210 cm · Largeur : 80 /100 cm.

Caractéristiques produit : Compatible IRM et Scanner, radiotransparent, Vanne 1/4 de tour.

Conforme 10g : Non 10 G

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Livré avec : 3 sangles noires réglables et amovibles

Normes et Certification : Dispositif médical de classe 1

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit


<https://www.socimed.com/divers/12664-matelas-d-immobilisation-en-pvc.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com