

FICHE PRODUIT



Coussin chauffant Winter Dreams, Couleur crème

Référence : SOC-10022297B

Points forts

- délais : 48 heures
- Taille du tablier radioprotection : Petite (36)

Description du produit

Le Klarstein WinterDreams vendu par SOCIMED est un coussin chauffant électrique idéal pour les massages, les longues journées hivernales glacées et les nuits qui le sont plus encore.

En particulier lors de la période froide, lorsque la luminosité déclinante invite à se lover dans son canapé pour y dévorer un bon roman ou profiter du confort d'une soirée télé, un coussin chauffant est un accessoire fort appréciable dont on ne saurait se passer.

L'élément chauffant intégré de 45W du coussin chauffant Klarstein parvient à produire une chaleur suffisante en très peu de temps de sorte à vous réconforter tant physiquement que moralement en un rien de temps. La température peut en outre être réglée selon 2 niveaux différents.

Les matériaux comportent du polyester et de la laine polaire très agréable sur la peau. En cas de besoin, la taie du coussin peut aussi être retirée de sorte à pouvoir la nettoyer à l'eau tiède avec un produit non agressif.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/protection/12668-coussin-chauffant-winter-dreams-couleur-creme.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Taille du tablier radioprotection	Petite (36)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com