

FICHE PRODUIT



Coffret de reanimation en premier secours

Référence : SOC-290101

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le Coffret de reanimation en premier secours proposé par SOCIMED comprend:

- **Sac à dos O2 DMT de dimensions 73 x 44 x 26 cm (290101)**

Idéal pour le transport d'une bouteille d'oxygène de 2 ou 5 litres et du matériel de réanimation. Il est livré avec 2 petites pochettes de 21,5 x 18 x 8 cm de couleur verte et rouge et 1 grande de 44 x 18 x 10 cm de couleur bleue. 3 étiquettes personnalisables pour pochettes amovibles

- **Jeu de 3 Insufflateurs en silicone (248030,248040,248050)**

Adulte (avec masque T5 réservoir O₂ dragonn), enfant (avec masque T3 réservoir O₂), nourrisson (avec masque T1 réservoir O₂)

- **Tubulure à oxygène 2m en PVC.** Diam intérieur 4 mm. Avec olive de raccordement à chaque extrémité. **(278103)**

- **Filtre antibactérien antiviral non stérile (302301)**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/trousses-de-secours/12670-coffret-de-reanimation-en-premier-secours.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com