

FICHE PRODUIT



Coffret de laryngoscopes (6 lames UU + 1 manche) pour l'intubation trachéale

Référence : SOC-291033

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Coffret de laryngoscopes (6 lames + 1 manche) pour l'intubation trachéale

Dimensions (L x l x h) : 27,7 x 25,5 x 4,5 cm

Alimentation : Fonctionne avec 2 piles R14 (livré sans pile)

Livré avec 1 coffret plastique comprenant : 1 manche polycarbonate réutilisable et autoclavable avec ampoule halogène pour éclairage par fibre optique, repère vert de standardisation, 6 lames usage unique en PVC: Miller tailles : 0, 1, 2 et

MAC Intosh tailles : 2, 3, 4.

Matériau : Manche en polycarbonate autoclavable, lames en PVC

Stérilité : Non stérile

Normes et Certification : Dispositif médical de classe 2a

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/laryngoscopes-classiques-et-a-fibres-optiques/12671-coffret-de-laryngoscopes-6-lames-uu-1-manche-pour-l-intubation-tracheale.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com